


BodySens vous remercie d'avoir choisi la Cardiobague™!

La Cardiobague™ est conçue pour les Sports et Loisirs, elle offre les fonctions Montre, Chronomètre et CardioFréquenceMètre :
 ■ Mesure de la **Fréquence Cardiaque (FC)** avec affichage / Mémorisation des **limites supérieures et inférieures** de la FC avec **alarme**.
 ■ **Montre et chronomètre** avec Compte à Rebours (CR).

► **DESCRIPTION DU PRODUIT**

MAX: Clignote lorsque la FC est **au-dessus** de la limite programmée.
MIN : Clignote lorsque la FC est **en-dessous** de la limite définie.
 ♥ : Clignote pendant la mesure de la FC.
 Bouton Démarre le compte à rebours et enregistre les réglages.
 Bouton ♥ Démarre la mesure de la FC et valide les réglages.



► **COMMENT REGLER LA CARDIOBAGUE™ ?** → Appuyez au moins 3 secondes sur le bouton pour commencer le réglage.

<p>1. Réglage de l'heure</p> <ul style="list-style-type: none"> Appuyer sur le bouton Puis appuyer sur le bouton ♥ <p>Si "OFF" est sélectionné, l'étape suivante sera l'étape 3</p>	<p>2. Minute et heure</p> <ul style="list-style-type: none"> Appuyer sur pour changer les chiffres. Appuyer sur ♥ pour continuer
<p>3. Compte à rebours (CR)</p> <ul style="list-style-type: none"> Appuyer sur pour choisir la durée du CR. Appuyer sur le bouton ♥ pour continuer <p>→ 00:30 le CR va s'arrêter après 30mn.</p>	<p>4. Réglage des seuils minimaux et maximaux de la FC</p> <ul style="list-style-type: none"> Appuyer sur pour régler votre FC minimale. Appuyer sur ♥ pour continuer. Appuyer sur pour régler votre FC maximale. Appuyer sur ♥ pour continuer

► **COMMENT SURVEILLER VOTRE FC ?** → Enfiler la Cardiobague™ au doigt ! (positionner l'adaptateur fourni si nécessaire)

<p>Fonction CardiofréquenceMètre (CFM)</p> <p>→ Enfiler la Cardiobague™ au doigt le mieux adapté</p> <ol style="list-style-type: none"> Appuyer sur ♥ pour passer en mode de mesure. Recherche du signal : "- - -" et ♥ clignote. Affichage de la FC et ♥ clignote. Pour arrêter, appuyer de nouveau sur ♥. 	<p>→ Evitez de bouger la main violemment. → Quand la FC se trouve en dessous ou en dessus de la limite, "MIN" ou "MAX" clignotent respectivement, accompagnés de l'alarme. ► MESSAGE D'ERREUR : "Err" clignote (avec alarme) s'il n'y a pas de signal de pouls pendant 30 secondes. "OFF" sera ensuite affiché : le CardiofréquenceMètre est arrêté ! → Repasser la Cardiobague™ au doigt et recommencer.</p>
--	--

► **UTILISER LE CHRONOMETRE**

- Appuyer sur pour activer le chronomètre.
- Début : appuyer sur
- Arrêt ou Pause : appuyer sur
- Pour reprendre, appuyer

Pour arrêter les mesures, appuyer sur ♥

► **REPLACER LA PILE** : Remplacer la pile CR2032 quand l'affichage devient faible, ou lorsque le cardiofréquenceMètre ne démarre plus.
 ► **ENTRETIEN** : on peut utiliser de la cire pour meuble pour faire briller la Cardiobague™, à l'aide d'un chiffon doux.

► **SPECIFICATIONS**

CFM : de 30 à 250 battements par minute
 Chronomètre : de 00:00:00 à 10:00:00 (hrs:min:sec)
 Montre : de 00:00 à 23:59 (hrs:min)
 Température (fonctionnement) : -10°C à +50°C
 Température (stockage): -20°C à +60°C

► **CONTENU DE LA BOITE**

- Cardiobague™ prête à l'emploi (pile incluse)
- Pile de rechange, Adaptateur de tour de doigt.
- Mode d'emploi Multi-langue

Zone limite de la FC : pour trouver votre fréquence cardiaque maximale vous pouvez utiliser la formule $FC\ max = 220 - \text{âge}$.
 Il y a trois niveaux d'exercices différents: **Difficile**, **Modéré**, et **Léger**.

- **DIFFICILE** : Capacité / Performance. Recommandé pour les personnes en forme et pour de courtes sessions d'exercices.
- **MODÉRÉ** : Condition physique aérobique ! Pour tout le monde, sessions de longueur modérée.
- **LÉGER** : contrôler le poids et le bien être général. Recommandé pour tout le monde, pour de plus longues sessions.

→ **IMPORTANT** : Ce sont-là des indications générales, les zones limites variant d'une personne à une autre. Pour vous fixer des objectifs, consultez un entraîneur qualifié !

